

sigvaris



Active

MEDITSIINILISED
KOMPRESSIOONSUKAD

Ela oma elu. Ole sina ise.

See moto juhib meid.

See on suunatud meie kompressioonlahenduste kandjatele. Nead on meie tähelepanu keskmes. Väga paljude erinevate meditsiiniliste ja isiklike vajadustega inimesed. Inimesed, kes soovivad vaid ühte – elada aktiivset elu oma stiilile truuks jäädes. Ilma mingite mööndusteta.

Me soovime arendada inimestele parimaid kompressioonlahendusi. Kõik inimesed peaks ennast hästi tundma. Iga päev. Me oleme sellele keskendunud juba üle 150 aasta.

Meie meditsiiniliste kompressioonsukkade Premium tooteportfell koosneb järgmistest erinevatele vajadustele ja näidustustele suunatud segmentidest:

- Essential
- Style
- Active
- Specialities

Iga segment on disainitud eesmärgiga pakkuda teile mitte lihtsalt sobivat, vaid ka parimat kompressioonlahendust. Ühest küljest on tähelepanu keskmes toime ja meditsiinilised aspektid, teisalt aga peaks tooted tagama teile ka hea enesetunde ja aitama teil elada oma elu ilma piiranguteta.

Iga inimene on unikaalne ja tema vajadused kompressioonlahenduste järele võivad muutuda konkreetsest olukorrast sõltuvalt. Näiteks Essential segmenti toode võib osutuda sobivaks päeval, ent õhtul välja minnes võib sobida paremini Style segmenti toode. Või keegi võib otsustada kasutada Active segmenti toodet päeval tööl olles, ent valida kodusteks puhketundideks Essential segmenti toote.

Me sobitame oma tooteid teie klientide eluviisiga.

Käesolev dokument kirjeldab detailsemalt Active segmenti. See on perfektne igaühele, kes sõltub spetsiifilisest toetusest oma dünaamilises elus.

Kõik Active segmenti tooted valmivad St Gallenis ja esindavad seega Šveitsi kvaliteeti. See on miski, mille üle me tunneme suurt uhkust.



*«Kompressioonsukad peavad pidama sammu
minu aktiivse eluviisiga ning toetama
mind ja minu jalgu. Valisin just seetõttu
Active segmendi toote.»*

(Stefan M, 47-aastane)

Active

Aktiivse eluviisi viljelejale

Active segmendi kompressioonsukad sobivad inimestele, kes sõltuvad spetsiifilisest toetusest oma dünaamilises elus. Need on ideaalseks lahenduseks kõigile neile, kes reisivad palju, kellele meeldib palju ringi liikuda ja kes vajavad seetõttu alati optimaalset tuge tagavaid sukki.

Active segmendi toodete spetsiifilised omadused tagavad selle kindlustunde. Need sukad on tugevad, neil on parim võimalik pehmendus ja need on anatoomiliselt perfektselt kohandatud labajala kujule vastavaks.

Active segmendi kompressioonlahendused ei vea kunagi kedagi alt – ükskõik, kui aktiivset elu nad ka ei ela.


Sisukord

Active MASCULINE	lk 7
------------------	-------------

Suuruste süsteem	lk 11
------------------	--------------



Active MASCULINE



Meestele

Active MASCULINE on perfektne lahendus kõigile aktiivse eluviisiga meestele.

See muudab õnnelikuks kõik sellised dünaamilised kandjad, kes vajavad mugavaid ja tugevaid kompressioonsukki, mis toetavad neid nende aktiivses elus nii töö- kui puhkeajal.

Tänu niiskust reguleerivale lõngale ja integreeritud ebameeldiva lõhna teket pärssivale tsinkviimistlusele püsivad jalad neis sukkades värsked koguni aktiivsetes olukordades.

Active MASCULINE tooted on töötatud spetsiaalselt välja meeste jalgadele. Need võivad oma suure põiaosaga koguni leevendada suure varba nuki eendumisega (*hallux valgus*) seotud vaevusi.

Active MASCULINE toodete arendamisel on arvestatud järgmiste parameetritega:

- Jalapäka suur ümbermõõt (cA)
- Kanna-põia suur diagonaal (cY)
- Pikk labajalg



pehmendav tald
Mugavad:
täispinnalise
tallapehmenndusega



tugevdatud kannaosas
Tugevad:
tugevdatud kannaosas
ohutuse tõstmiseks
aktiivses igapäevaelus



õmbluseta varbaosa
Meeldivad kanda:
õmbluseta varbaosa, et
survepunkte oleks vähem



Active MASCULINE tootevaliku ülevaade

AMA vastavuse kood		 A-D Põlvikud
		Pehme ülaserv
Kompressiooni-klass	2	
Varbaosa		
Värvid	 must	
	 pruun	
	 tumehall	
	 tsüaniidsinine	

Toote omadused



Diskreetne soonikkude
Maskuliinne soonikkude sobib kandmiseks nii vabal ajal kui koos tööriietega.



Mugav sukaäär
Tagab perfektse säärel püsimise.



Vasaku/parema jala tähis põial
Labajala osa on anatoomiliselt disainitud spetsiaalselt meestele – see tagab maksimaalse liikumisvabaduse.



Tugevdatud kannaos
Toekas ja tugev tugevdatud kannaos parema kaitse tagamiseks aktiivsetes olukordades.



Kogu talla pehmendus
Tagab optimaalse mugavuse jalgadele ja kaitseb jalgu jalatsites.



Õmbluseta varbaosa
Eriti meeldiv – tagab labajalale suurima võimaliku mugavuse.

Värvivalik



Active MASCULINE tooted koosnevad kolmest kõrgtehnoloogilisest tsoonist:



toimetsoon
Efektiivne kompressioon! Niiskust reguleerivast lõngast diskreetse soonikkoega sukki on mugav kanda. Need pakuvad tuge igasugustes dünaamilistes olukordades. Mugav sukaäär tagab perfektse säärel püsimise.

maksitsoon
Labajala osa on anatoomiliselt disainitud spetsiaalselt meestele – see tagab maksimaalse liikumisvabaduse. Selle tsooni surve muudab sukkade jalgapaneku lihtsaks.

pehmedustsoon
Tugevdatud kannaos, õmbluseta varbaosa ja kogu talla pehmenduse kombinatsioon tagab lõõgastunud, ent ometi kindla toetuse labajalale jalatsis ilma survepunktideta. Ebameeldiva lõhna teket pärssiv tsinkviimistlus hoiab kandja jalgu värskena koguni aktiivsetes olukordades.

Hea teada

Hooldus

Sukki tuleks pärast kandmist pesta käsitsi või pesuvõrku pandult maksimaalselt 40 °C juures pesumasina õrnpesu tsükliga. Tähtis on kasutada õrnatoimelist detergenti ilma riidepehmendajata. Sigvarise pesulahus sobib kasutamiseks käsitsipesul.

Teavitage oma kliente, et me ei soovita kasutada kuivatit ega sukki kütteseadmetel kuivatada nende maksimaalse vastupidavuse säilimiseks. Sukki ei tohi triikida ega kuivpuhastada. Sukki tuleks hoida kuivas kohas toatemperatuuril otsese päikesevalguse eest kaitstult.



Jalga panemine ja jalast ära võtmine

Mõnel kandjal võib olla raske kompressioonsukki jalga panna ja jalast ära võtta.

Soovitage oma klientidel vaadata meie veebisaidilt praktilisi jalga panemise ja jalast ära võtmise videoid.



Need märgid kohustavad meid tagama kõrgeimat kvaliteeti.


Me täidame kõiki RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (Saksamaa Kvaliteedi Tagamise ja Märgistamise Instituudi) poolt meditsiinilistele kompressioonsukkadele kehtestatud kvaliteedi ja testimisega seotud regulatsioone ja seega standardi DIN 58133 nõudeid. Meie meditsiinilised kompressioonsukad on testitud inimökoloogia osas ja need vastavad rahvusvaheliselt siduva Eco-Tex standardi 100 nõuetele. Meie meditsiinilised kompressioonsukad vastavad asjakohaste ELi määruste peamistele ohutuse ja toimivusega seotud nõuetele.



Suuruste süsteem

Active MASCULINE tootevaliku suuruste süsteem – ümbermõõdud ja pikkused

	Ümbermõõt, cm											
	XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32



Pikkus, cm	
normaalsed	35 – 40
pikad	41 – 45

sigvaris

Eksport

SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8

9014 St Gallen

Šveits

Telefon: +41 71 272 40 00

Faks: +41 71 272 40 01

Suur-Britannia

SIGVARIS BRITAIN LTD

1 Imperial Court

Magellan Close

Andover

SP10 5NT

Telefon: +44 1264 326 666

Faks: +44 1264 369 950

Austraalia/Uus-Meremaa

SIGVARIS (Austraalia) Pty Ltd

207 Victoria Street

West Melbourne VIC 3003

Telefon: 1300 SIGVARIS (1300 744 827)

Faks: +61 39329 3773

info.au@sigvaris.com

Lähis-Ida

SIGVARIS AG (DMCC Branch)

Unit No: AG-05-C

Silver (AG) Tower

Jumeirah Lakes Towers

Dubai – Araabia Ühendemiraadid

Telefon: +971 4 558 6265

Faks: +971 4 558 6269

middle-east@sigvaris.com

www.sigvaris.group

**Me oleme pühendunud sellele, et aidata
inimestel end võimalikult hästi tunda.
Iga päev.**

SIGVARIS ja SIGVARIS GROUP on SIGVARIS AG (CH-9014 St Gallen/Šveits)
registreeritud kaubamärgid paljudes riikides üle kogu maailma.
© 2020 SIGVARIS AG, CH-9014 St Gallen/Šveits

SIGVARIS
GROUP